

Wb, Elisa용 항Oprl1 다클론 항체 - P41146

품목 번호: CM0025835



소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 적합한 인간 OPRL1(노시셉틴 수용체, 별칭 NOP, KOR-3)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 통각 인지, 노시셉션, 운동 활동 및 G 단백질 결합 수용체 신호 전달 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OPRL1 토끼 pAb
비고/별칭	NOP, OOR, KOR3, NOPr, OPRL, ORL1, KOR-3, NOCIR, PNOCR, OPRL1
종	인간
유전자ID	4987
면역원	인간 OPRL1 (NP_000904.1)의 아미노산 270-370 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P41146
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩