

Wb 및 Elisa용 Anti-Osgrf4 폴리클로날 항체 - Q6Zik5

품목 번호: CM0023434

소개

벼 OsGRF4를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 벼(Oryza sativa)의 입자 크기 조절, 세포 증식 및 분열조직 발달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OsGRF4 Rabbit pAb
비고/별칭	GL2; GS2; PT2; GLW2; GRF4; grf2; OsGRF4; OsJ_08054; OJ1111_E07.19
종	Oryza sativa (벼)
GeneID	4330436 (Oryza sativa)
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa (벼)
SWISS	Q6ZIK5
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백