

## 웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Osmr 폴리클로날 항체 - Q99650

품목 번호: CM0030950

### 소개

인간 OSMR에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스와 반응. 면역학 및 피부병학 연구에서 온코스타틴 M 및 IL-31 신호 전달 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | OSMR Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | OSMRB; PLCA1; IL-31RB; OSMRbeta; IL-31R-beta; OSMR            |
| 종           | 인간                                                            |
| GeneID (인간) | 9180                                                          |
| GeneID      | 9180                                                          |
| 면역원         | 인간 OSMR (NP_003990.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                            |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                      |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                       |
| SWISS       | Q99650                                                        |
| 단백질 분자량     | 111kDa                                                        |
| 배송          | 아이스백                                                          |