

Wb 및 Elisa용 항-Osrd6/Shl2 토끼 다클론 항체 - Q8Lhh9

품목 번호: CM0024182

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 벼 OsRDR6(SHL2, SHOOTLESS2)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 이 RNA 의존성 RNA 중합효소는 싹 분열조직 발달과 ta-siRNA 경로에 중요하기 때문에 식물 발생생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OsRDR6 토끼 pAb
비고/별칭	SHL2; SHOOTLESS2; OsRDR6
종	벼(Oryza sativa)
유전자 ID	4323938
면역원	벼(Oryza sativa) OsRDR6 (Q8LHH9)의 아미노산 963-1218에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	벼(Oryza sativa)
SWISS	Q8LHH9
단백질 분자량	137kDa
배송 방법	아이스 팩