

Wb 및 Elisa용 Anti-Ostc Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Nrp0

품목 번호: CM0019786



소개

OSTC Rabbit pAb는 사람, 쥐, 랫드 샘플에 대한 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다.

올리고당전이효소 복합체 서브유닛 OSTC를 타겟으로 하며, N-글리코실화 연구 및 소포체(ER) 생물학 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OSTC Rabbit pAb
비고/별칭	DC2; OSTC
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	58505
유전자 ID	58505
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 OSTC (NP_067050.1)의 아미노산 50번부터 C-말단(C-terminus)까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q9NRP0
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)