

Anti-Osteoglycin (Ogn) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20774

품목 번호: CM0030002

소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학, 면역형광, ELISA를 위한 인간 Osteoglycin (OGN)에 대한 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 약 34 kDa 단백질을 검출합니다. 골 생물학 연구에 적용 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Osteoglycin (OGN) Rabbit pAb
비고/별칭	OG; OIF; SLRR3A; Osteoglycin (OGN)
종	인간
유전자 ID (인간)	4969
유전자 ID	4969
면역원	인간 Osteoglycin (OGN) (NP_054776.1)의 아미노산 20-298 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20774
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백