

P-당단백질에 대한 항체, 웨스턴 블롯, Elisa용 토끼 단일클론 항체 - P08183

품목 번호: CM0002814



소개

인간 P-당단백질(ABCB1/MDR1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 쥐 및 랫드와 교차반응합니다. 다제내성 및 약물 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] P-당단백질 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P-당단백질
종	인간
GeneID (인간)	5243
GeneID	5243
면역원	인간 P-당단백질(P08183)의 아미노산 393-710에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫드
SWISS	P08183
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스백