

Wb, If-P, Elisa용 항P2Rx4 토끼 단클론 항체 - Q99571

품목 번호: CM0004889



소개

인간 P2RX4(P2X4 퓨리노수용체)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 면역학 및 신경과학에서 ATP-개폐 이온 채널 연구에 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	P2RX4 토끼 단클론 항체
비고/별칭	P2X4; P2X4R; P2RX4
종	인간
유전자ID	5025
면역원	인간 P2RX4(NP_002551.2)의 아미노산 55-338을 포함하는 제조합-융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99571
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩