


Wb 및 Elisa용 Anti-P2Ry1 토끼 다클로날 항체 - P47900

품목 번호: CM0029089



소개

사람 P2RY1 (P2Y1 퓨리노셉터 1)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐, 및 랫트와 반응합니다. ADP 매개 혈소판 응집 및 지혈 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	비고/별칭	종(Species)	GeneID (사람)	GeneID	면역원	공급원	카테고리	응용	교차 반응성	SWISS	단백질 크기	배송
P2RY1 Rabbit pAb	P2Y1, SARCC, P2RY1	Human	5028	5028	재조합 단백질/사람 P2RY1 (NP_002554.1)의 아미노산 274-373에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.	Rabbit	Polyclonal Antibodies	WB, ELISA	Human, Mouse, Rat	P47900	42kDa	아이스백