

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-P47Phox/Ncf1 다클론 항체 - P14598

품목 번호: CM0016184



소개

인간 p47phox/NCF1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, 면역침전 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. NADPH 산화효소 기능 및 만성 육아종증 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	p47phox/NCF1 토끼 pAb
비고/별칭	CGD1; NCF1A; NOXO2; p47phox; SH3PXD1A; p47phox/NCF1
종	인간
유전자ID	653361
면역원	인간 p47phox/NCF1 (NP_000256.4)의 아미노산 1-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P14598
단백질 분자량	45kDa
배송 방법	아이스 팩