


Anti-Pan 14-3-3 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P27348 / P31946 / P61981 / P62258 / P63104 / Q04917 / P31947

품목 번호: CM0022017



소개

pan 14-3-3 (YWHAB, YWHAZ 등)을 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 및 아프리카 녹색 원숭이와 교차 반응합니다. 세포 신호 전달 및 신경 퇴행성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	pan 14-3-3 토끼 pAb
비고/별칭	YWHA; SIC5; HSI; 14-3-3; pan 14-3-3
종	인간
GeneID (인간)	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
GeneID	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
면역원	인간 pan 14-3-3 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 아프리카 녹색 원숭이
SWISS	P27348/P31946/P61981/P62258/P63104/Q04917/P31947
단백질 분자량	27kDa/28kDa
배송	아이스 팩