

Anti-Papd4 (Gld2/Tut2) 웨스턴 블롯 및 Elisa용 폴리클로날 항체 - Q6Piy7

품목 번호: CM0015800

소개

인간 PAPD4 (GLD2/TUT2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 래트 샘플에서 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포질 폴리데닐화 및 miRNA 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PAPD4 토끼 폴리클로날 항체
비고/별칭	APD4; GLD2; TUT2; PAPD4
종	인간
GeneID (인간)	167153
GeneID	167153
면역원	인간 PAPD4 (NP_776158.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6PIY7
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백