

Anti-Parvalbumin/Pvalb 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, If-P, Elisa용) - P20472

품목 번호: CM0002764



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증된 토끼 단클론 항-Parvalbumin/PVALB 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에 적합하며, 근육 이완에 관여하는 약 12 kDa 칼슘 결합 단백질을 인식합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Parvalbumin/PVALB 토끼 mAb
비고/별칭	D22S749; 파브알부민 (PVALB)
종	인간
유전자ID (인간)	5816
유전자ID	5816
면역원	인간 파브알부민 (PVALB) (P20472)의 아미노산 1-180번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20472
단백질 분자량	12kDa
배송 방식	아이스 팩