

Wb 및 Elisa용 Anti-Pax1 폴리클로날 항체 - P15863

품목 번호: CM0024461

소개

발생 전사 인자인 인간 PAX1을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합. 발생학 및 척추 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PAX1 토끼 pAb
비고/별칭	OFC2; HUP48; PAX1
종	인간
유전자 ID (인간)	5075
유전자 ID	5075
면역원	합성 펩타이드 인간 PAX1 (NP_006183.2)의 아미노산 300-400에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P15863
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백