

Anti-Pax7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P23759

품목 번호: CM0024739

소개

인간 PAX7 (HuP1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 근육 줄기세포 및 근육형성 연구에 적합합니다. ~55 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAX7 Rabbit pAb
비고/별칭	HUP1; RMS2; PAX7B; CMYP19; MYOSCO; PAX7
종	인간
GeneID (인간)	5081
GeneID	5081
면역원	인간 PAX7 (NP_039236.1)의 아미노산 350-470에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23759
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백