


Wb, Elisa용 항팍실린 단클론 항체 - P49023

품목 번호: CM0003674



소개

인간 팍실린에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응합니다. 접착반점, 세포골격 조직 및 세포 접합 역동성을 연구합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	팍실린 토끼 단클론 항체(mAb)
비고/별칭	팍실린; PXN; paxillin
종	인간
유전자 ID (인간)	5829
유전자 ID	5829
면역원	합성 펩타이드 인간 팍실린(P49023)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49023
단백질 분자량	65kDa/61kDa/66kDa/47kDa
배송	아이스 팩