

Wb, Elisa용 Anti-Pbx1 폴리클론항체 - P40424

품목 번호: CM0028712



소개

인간 PBX1 전사인자에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차반응성을 보입니다. 전사 조절, 발생 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PBX1 Rabbit pAb
비고/별칭	CAKUHD; PBX1
종	인간
GeneID (Human)	5087
면역원	인간 PBX1 (NP_002576.1)의 아미노산 311-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40424
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백