


Wb, Ihc-P, Elisa용 Pcca 토끼 다클론 항체 - P05165

품목 번호: CM0029041



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학-파라핀, ELISA에 대해 검증된 토끼 다클론 항체 PCCA. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 분지쇄 아미노산 대사에 관여하는 프로피오닐-CoA 카르복실화효소 알파 사슬을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PCCA 토끼 pAb
비고/별칭	PCCA
종	인간
유전자 ID (인간)	5095
유전자 ID	5095
면역원	인간 PCCA(NP_000273.2)의 아미노산 449-728에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
범주	다클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P05165
단백질 무게	80kDa
배송	얼음 주머니