

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pcdh15 Rabbit Polyclonal Antibody - Q96Qu1

품목 번호: CM0018499



소개

인간 프로토카데린-15에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응함. 망막 및 와우 기능에 중요한 단백질을 표적; 청각 및 시각 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PCDH15 Rabbit pAb
비고/별칭	USH1F; CDHR15; DFNB23; PCDH15
종	인간
유전자 ID (인간)	65217
유전자 ID	65217
면역원	인간 PCDH15 (NP_001136235.1)의 아미노산 160-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96QU1
단백질 분자량	216kDa
배송	아이스백