

Wb, Elisa용 Anti-Pcnx1 폴리클로날 항체 - Q96Rv3

품목 번호: CM0020231

소개

인간 PCNX1(pecanex-like protein 1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적용 가능합니다. 면역원: 아미노산 2250-2341 내 합성 펩타이드. 인간 샘플에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PCNX1 Rabbit pAb
비고/별칭	PCNX; PCNXL1; pecanex; PCNX1
종	인간
GeneID (인간)	22990
GeneID	22990
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96RV3
단백질 분자량	259kDa
배송	아이스백