

Anti-Pd-L2/Cd273/B7-Dc Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Wul5

품목 번호: CM0022870



소개

마우스 PD-L2(CD273/B7-DC)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 랫(Rat)과 교차 반응합니다. 면역 관용 및 체크포인트 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PD-L2/CD273/B7-DC Rabbit pAb
비고/별칭	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik; PD-L2/CD273/B7-DC
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	58205
GeneID	58205
면역원(Immunogen)	마우스 PD-L2/CD273/B7-DC의 재조합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse (마우스), Rat (랫)
SWISS	Q9WUL5
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스백