


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pde4A 다클론 항체 - P27815

품목 번호: CM0019432



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 PDE4A(3',5'-고리형 AMP 포스포디에스테라이스 4A)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. cAMP 신호전달 연구 및 약물 스크리닝에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDE4A 토끼 pAb
비고/별칭	PDE4; DPDE2; PDE46; PDE4A
종	인간
유전자 ID(인간)	5141
유전자 ID	5141
면역원	인간 PDE4A(NP_001104777.1)의 아미노산 325~410에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P27815
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스팩