

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Pdk2 토끼 단클론 항체 - Q15119

품목 번호: CM0012657



소개

인간 PDK2(피루브산 탈수소효소 키나아제 2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 대사 및 당뇨병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDK2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	PDHK2; PDKII; PDK2
종	인간
유전자ID (인간)	5164
유전자ID	5164
면역원	인간 PDK2 (Q15119)의 아미노산 308-407번 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15119
단백질 분자량	39kDa/46kDa
배송 방법	아이스 팩