

Anti-Pebp1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P30086

품목 번호: CM0002649



소개

인간 PEBP1 (RKIP/HCNP)에 대한 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. MAPK 신호 전달 및 신경생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PEBP1 Rabbit mAb
비고/별칭	PBP; HCNP; PEBP; RKIP; HCNPpp; PEBP-1; HEL-210; HEL-S-34; HEL-S-96; PEBP1
종	인간
유전자 ID (인간)	5037
유전자 ID	5037
면역원	합성 펩타이드 - 인간 PEBP1 (P30086)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30086
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백