

Wb 및 Elisa용 Anti-Pebp4 폴리클론 항체 - Q96S96

품목 번호: CM0016739

소개

인간 PEBP4(CORK1)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 교차 반응성을 보입니다. PI3K-AKT 신호 전달 및 분비 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PEBP4 Rabbit pAb
비고/별칭	CORK1; CORK-1; PEBP-4; hPEBP4; PRO4408; GWTM1933; HEL-S-300; PEBP4
종	인간
GeneID (Human)	157310
GeneID	157310
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q96S96
단백질 무게	26kDa
배송	아이스백