

항-Perilipin-2 다클론 항체, Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa 적용 - Q99541

품목 번호: CM0030218

소개

Perilipin-2(ADRP/ADFP)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 지방 방울 구조 구성 요소로 지질 대사 연구에 활용하실 수 있습니다. UniProt Q99541.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Perilipin-2 토끼 pAb
비고/별칭	ADFP; ADRP; Perilipin-2
종	인간
유전자 ID (인간)	123
면역원	재조합 단백질 인간 Perilipin-2 (NP_001113.2)의 아미노산 168-437번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99541
단백질 분자량	48 kDa
배송 방식	아이스 팩