


Anti-Peroxiredoxin 1/Pag 토끼 다클론 항체 (If/Icc, Elisa용) - Q06830

품목 번호: CM0020474



소개

IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에서 Peroxiredoxin 1/PAG를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응하며 22kDa 단백질을 검출합니다. 산화 스트레스 및 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Peroxiredoxin 1/PAG 토끼 pAb
비고/별칭	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxin 1/PAG
종	인간
GeneID (인간)	5052
GeneID	5052
면역원	제조합 단백질 인간 Peroxiredoxin 1/PAG (NP_001189360.1)의 아미노산 99-199번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q06830
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백