

Wb 및 Elisa용 항Pex10 토끼 다클론 항체 - O60683

품목 번호: CM0021139

소개

이 토끼 다클론 항체는 인간 PEX10을 표적으로 하며, WB 및 ELISA에서 검증되었고 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 연구에서 퍼옥시좀 생물 발생 및 PEX5 재순환 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PEX10 토끼 pAb
비고/별칭	NALD; PBD6A; PBD6B; RNF69; PEX10
종	인간
유전자 ID (인간)	5192
유전자 ID	5192
면역원	제조합 단백질 인간 PEX10 (NP_002608.1)의 아미노산 10-160에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O60683
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩