

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Pex11B Rabbit Monoclonal Antibody - O96011

품목 번호: CM0002361

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 사용하도록 설계된 Anti-PEX11B Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 인간에서 검증되었습니다. 과옥시솜 생합성 인자 11B를 표적으로 하며, 예측 분자량은 28kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PEX11B Rabbit mAb
비고/별칭	PEX14B; PEX11beta; PEX11-BETA; PEX11B
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8799
유전자 ID	8799
면역원	인간 PEX11B(O96011)의 아미노산 50-150에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼(Rabbit)
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O96011
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스팩