


Anti-Pfcp 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q01813

품목 번호: CM0003810



소개

인간 PFKP를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫트와 교차 반응성이 있습니다. 해당 항체는 해당과정 및 암 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PFKP 토끼 mAb
비고/별칭	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
종	인간
유전자 ID	5214
면역원	인간 PFKP(NP_002618.1)의 아미노산 336-540에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q01813
단백질 분자량	86kDa
배송 방식	아이스 팩