

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pgam5 토끼 단일클론 항체 - Q96Hs1

품목 번호: CM0006283



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 토끼 단일클론 PGAM5 항체(Bcl-XL 결합 단백질 v68). 미토파지와 괴사를 조절하는 미토콘드리아 세린/트레오닌 포스파테이스인 인간 PGAM5(Q96HS1)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PGAM5 토끼 mAb
비고/별칭	BXLBV68; PGAM5
종	인간
GeneID	192111
면역원	인간 PGAM5(NP_001164014.1)의 50~146번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96HS1
단백질 분자량	32kDa/28KDa
배송	아이스팩