

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Pgd Rabbit Monoclonal Antibody - P52209

품목 번호: CM0003371



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA 애플리케이션에 대해 검증된 Anti-PGD rabbit monoclonal antibody. 인간, 마우스, 랫트 PGD (53 kDa)를 검출합니다. 오탄당 인산 경로 및 암 대사 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PGD Rabbit mAb
비고/별칭	6PGD; PGD
종	인간
GeneID (Human)	5226
GeneID	5226
면역원	합성 펩타이드 인간 PGD (P52209)의 아미노산 384-483에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P52209
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백