

항-Pge 수용체 Ep4 (Ptger4) 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - P35408

품목 번호: CM0020959



소개

프로스타글란딘 E2 수용체 EP4 아형(PTGER4)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 쥐 교차반응성을 가집니다. GPCR 매개 평활근 이완 및 신장 기능 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PGE 수용체 EP4 (PTGER4) 토끼 다클론 항체
비고/별칭	EP4; EP4R; PGE 수용체 EP4 (PTGER4)
종	인간
유전자ID (인간)	5734
유전자ID	5734
면역원	인간 PGE 수용체 EP4 (PTGER4) (P35408)의 아미노산 1-488에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	P35408
단백질 분자량	53kDa
배송 방법	아이스 팩