

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Phgdh 단클론 항체 - O43175

품목 번호: CM0004220



소개

인간 PHGDH(O43175)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세린 생합성 및 암 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PHGDH 토끼 mAb
비고/별칭	NLS; PDG; PGD; NLS1; PGAD; PGDH; SERA; 3PGDH; 3-PGDH; PHGDHD; HEL-S-113; PHGDH
종	인간
유전자 ID (인간)	26227
면역원	인간 PHGDH 아미노산 264-533에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_006614.2)
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O43175
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스백