

Wb용 Anti-Phospho-Cd117/C-Kit-Y721 Rabbit Pab - P10721

품목 번호: CM0000449



소개

Anti-Phospho-CD117/c-Kit-Y721 Rabbit Polyclonal Antibody, Human에서 Western Blot용으로 검증됨. 세포 생존, 증식 및 조혈에 중요한 수용체 타이로신 키나아제인 KIT의 인산화된 티로신 721을 검출합니다. 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CD117/c-Kit-Y721 Rabbit pAb
비고/별칭	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; Phospho-CD117/c-Kit-Y721
종	Human
GeneID (Human)	3815
GeneID	3815
면역원	합성 펩타이드: 인간 KIT의 Y721 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
응용	WB
교차 반응성	Human
SWISS	P10721
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스 팩