


Anti-Phospho-Csf-1R (Y708) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P07333

품목 번호: CM0001578



소개

Y708에서 인산화된 CSF-1R에 특이적인 토끼 폴리클로날 항체. 인간 샘플에 대한 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료. 대식세포 신호전달, 선천성 면역 및 암 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CD115/CSF-1R-Y708 Rabbit pAb
비고/별칭	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; Phospho-CD115/CSF-1R-Y708
종	인간
GeneID (Human)	1436
GeneID	1436
면역원	합성 펩타이드 인간 CSF1R (NP_005202.2)의 Y708 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
분류	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P07333
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스백