


Wb 및 Elisa용 항인 Phospho-Drp1-S616 다클론 항체 - O00429

품목 번호: CM0000719



소개

Phospho-DRP1-S616 토끼 pAb는 Ser616에서 인산화된 인간 DNMI1L을 특이적으로 검출합니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 미토콘드리아 분열, 세포사멸 및 질병 기전 연구에 적합합니다. 연구 및 진단 개발에 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-DRP1-S616 토끼 pAb
비고/별칭	DLPI; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV; Phospho-DRP1-S616
종	인간
GeneID (인간)	10059
GeneID	10059
면역원	합성 펩타이드 - 인간 DRP1 (NP_036192.2)의 S616 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O00429
단백질 분자량	82 kDa
배송	아이스백