


## Wb, If/Icc, Elisa용 항인산화 Egfr-Y845 단클론 항체 - P00533

품목 번호: CM0001238



### 소개

타이로신 845에서 인산화된 EGFR에 특이적인 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 종양학 연구에서 EGFR 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 제품명         | 인산화 EGFR-Y845 토끼 단클론 항체                          |
| 비고/별칭       | ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2     |
| 종           | 인간                                               |
| GeneID (인간) | 1956                                             |
| GeneID      | 1956                                             |
| 면역원         | 합성 펩티드 인간 EGFR (NP_005219.2)의 Y845 부위 합성 인산화 펩티드 |
| 기원          | 토끼                                               |
| 카테고리        | 인산화 항체                                           |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                |
| 교차 반응성      | 인간                                               |
| SWISS       | P00533                                           |
| 단백질 분자량     | 134kDa                                           |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                            |