


Anti-포스포-ErbB4/Her4-Y1284 웨스턴블롯, If/Icc, Elisa용 토끼 단클론 항체 - Q15303

품목 번호: CM0001819



소개

티로신 1284 위치에서 인산화된 ErbB4/HER4에 특이적으로 결합하는 인산화 특이 토끼 단클론 항체입니다. 인간 시료에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증되었으며 ErbB4 매개 신호전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-ErbB4/HER4-Y1284 토끼 단클론 항체
비고/별칭	HER4; ALS19; p180erbB4
종	인간
유전자 ID	2066
면역원	합성 펩타이드: 인간 ErbB4/HER4 Y1284 주변의 합성 인산화 펩타이드 (NP_005226.1)
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15303
단백질 분자량	147 kDa
배송 방식	아이스 팩