


Anti-Phospho-Erk1 (T202) + Erk2 (T185) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P28482 / P27361

품목 번호: CM0001133



소개

이 포스포-특이적 토끼 단일클론 항체는 T202에서 인산화된 ERK1과 T185에서 인산화된 ERK2를 검출합니다. 인간, 마우스, 쥐에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. MAPK/ERK 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-ERK1-T202 + ERK2-T185 Rabbit mAb
비고/별칭	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; H3/A; H3FA; ERK1 / ERK2; Phospho-ERK1-T202 + ERK2-T185
종	인간
유전자 ID (인간)	5594/5595
유전자 ID	5594/5595
면역원	합성 펩타이드 인간 ERK1 (P27361)의 T202 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P28482/P27361
단백질 분자량	42,44kDa
배송	아이스백