


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 인포스포-히스톤 H3-S10 다클론 항체 - Q16695 / P68431

품목 번호: CM0001830



소개

웨스턴 블랏, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 인산화-히스톤 H3-S10 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 및 기타 종을 검출합니다. 유사 분열 신호 연구 및 히스톤 코드 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-히스톤 H3-S10 토끼 pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Phospho-Histone H3-S10
종	인간
유전자 ID (인간)	H3
유전자 ID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드: 인간 히스톤 H3 (NP_003484.1)의 S10 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백