

Wb, Elisa용 항인 IκBα 인산화(Ser32) 토끼 단클론 항체 - P25963

품목 번호: CM0001535



소개

WB와 ELISA에서 유효성이 검증된 인산화 IκBα (Ser32) 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 IκBα와 반응하며, NF-κB 신호전달 경로 활성화에 중요한 Ser32 위치의 인산화를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 IκBα-S32 토끼 단클론 항체
비고/별칭	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-IκBα-S32
종	인간
GeneID (인간)	4792
GeneID	4792
면역원	합성 펩타이드 인간 IKB 알파(P25963)의 S32 주변 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P25963
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스백