

Anti-Phospho-Irak4 (Thr345/Ser346) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Nwz3

품목 번호: CM0001321



소개

Thr345 및 Ser346에서 인산화된 IRAK4를 표적으로 하는 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. 사람(Human) 샘플을 사용하여 웨스턴 블로팅 및 ELISA로 검증되었습니다. 선천성 면역 및 TLR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-IRAK4-Thr345/Ser346 Rabbit pAb
비고/별칭	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; Phospho-IRAK4-Thr345/Ser346
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	51135
유전자 ID	51135
면역원	사람 IRAK4의 Thr345/Ser346 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q9NWZ3
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)