


Wb, Elisa용 항인-Mapk14 인(T180/Y182) / Mapk11 (T180/Y182) / Mapk13 (T180/Y182) / Mapk12 (T183/Y1845) 토끼 다클론 항체 - Q15759/P53778/O15264/Q16539

품목 번호: CM0001706



소개

이 토끼 다클론 항체는 주요 활성화 부위에서 인산화된 p38 MAPK(MAPK11, MAPK12, MAPK13, MAPK14)를 검출하며, WB 및 ELISA 응용 분야와 인간, 쥐 교차 반응성을 가지고 있어 스트레스 신호 전달 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-MAPK14-T180/Y182+MAPK11-T180/Y182+MAPK13-T180/Y182+MAPK12-T183/Y1845 토끼 다클론 항체(pAb)
종	인간
GeneID (인간)	5600/6300/5603/1432
GeneID	5600/6300/5603/1432
면역원	합성 펩티드 인간 MAPK14MAPK11 (NP_002742.3)의 T180 & Y182 주변 합성 인산화 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
배송	아이스백