


Anti-Phospho-Ncf4 (P40-Phox) T154 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q15080

품목 번호: CM0001881



소개

인간 NCF4/p40-phox (T154 인산화 부위)에 대한 인산화 특이적 토끼 다항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, NADPH 산화효소 복합체 활성화 및 식세포 생물학 연구에 도움을 줍니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-NCF4/p40-phox-T154 Rabbit pAb
비고/별칭	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; Phospho-NCF4/p40-phox-T154
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4689
GeneID	4689
면역원	인간 NCF4 (NP_000622.2)의 T154 부위 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q15080
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)