


Wb 및 Elisa용 항인 포스포-Nf-Kb P65/Rela-T435 토끼 다클론 항체 - Q04206

품목 번호: CM0001187



소개

Thr435 위치에서 인산화된 NF-kB p65(RelA)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 생쥐 시료와 반응합니다. NF-kB 신호전달 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	포스포-NF-kB p65/RelA-T435 토끼 pAb
비고/별칭	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; 포스포-NF-kB p65/RelA-T435
종	인간
유전자 ID (인간)	5970
유전자 ID	5970
면역원	인간 RelA (NP_068810.3)의 T435 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q04206
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스 팩