


인산화-P38 Mapk (T180/Y182) 토끼 단일클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q15759 / P53778 / O15264 / Q16539

품목 번호: CM0000843



소개

인산화된 p38 MAPK (T180/Y182)에 대한 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 및 랫트와 교차 반응합니다. 스트레스 및 염증 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 Rabbit mAb
비고/별칭	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5600/6300/5603/1432
GeneID	5600/6300/5603/1432
면역원	합성 펩타이드: 사람 MAPK (NP_002742.3)의 T180 및 Y182 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
단백질 분자량	29kDa/34kDa/35kDa/41kDa
배송	아이스백 (Ice bag)