


Wb, Ip, Elisa용 항인산-P53(S9) 토끼 다클론 항체 - P04637

품목 번호: CM0001773



소개

웨스턴 블롯팅(WB), 면역침전(IP) 및 ELISA용 인산-p53(S9) 토끼 다클론 항체(pAb). 세린 9에서 인산화된 인간 p53을 인식합니다. 종양 억제, 세포자살 및 세포주기 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산-p53-S9 토끼 pAb
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S9
종	인간
GeneID (인간)	7157
GeneID	7157
면역원	인간 p53(NP_000537.3)의 S9 주변 합성 인산화 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스 팩