


Anti-Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1 (S380) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15418

품목 번호: CM0001453



소개

RSK1/RPS6KA1의 Ser380을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드의 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. MAPK 신호 전달, 세포 증식 및 생존 연구에 이상적입니다. Uniprot: Q15418.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380 Rabbit mAb
비고/별칭	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
종	사람 (Human)
GeneID	6195
면역원	합성 펩타이드: 사람 p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (Q15418)의 S380 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q15418
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백