

웨스턴 블롯, Elisa용 항인 Pak2 (S20) 인산화 토끼 단클론 항체 - Q13177

품목 번호: CM0001110



소개

세린 20 위치의 PAK2를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 아포토시스 및 세포골격 역학에서 PAK2 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-PAK2-S20 토끼 단클론 항체
비고/별칭	KNO2; PAK65; PAKgamma; 인산화-PAK2-S20
종	인간
유전자 ID	5062
면역원	인간 PAK2 (NP_002568.2)의 S20 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q13177
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스 팩